

SOIN DU MAMELON CHEZ LA FEMME QUI ALLAITE

(RÉF : J39370/E2 DU 02/10/08)



Apaisant



Protecteur
& émollient

PRIX

€€

4,20 €

NIVEAU



DÉBUTANT

RÉALISATION




10 MINUTES

CONSERVATION



~6 MOIS*







INGRÉDIENTS

PHASE	INGRÉDIENTS	%	~50 ml (avec balance)	~50 ml (avec éprouvette)
A	Beurre végétal Karité brut BIO	3.00	1.5 g	1.7 ml
A	Agent émollient Substitut végétal de lanoline	91.80	45.9 g	45 ml
A	Agent émollient Glycérine végétale	5.00	2.5 g	2 ml
A	Extrait CO2 Calendula BIO	0.20	0.10 g	1 cuillère SMIDGEN

Les cuillères complètes sont arasées : pour cela, passez une spatule ou une lame de couteau sur la cuillère pour éliminer l'excès de produit.



DOCUMENTS À CONSULTER AVANT DE COMMENCER VOTRE PRÉPARATION :

-  Mises en garde et précautions
-  Préparer son matériel et ses contenants vides
-  Etiqueter son produit et enregistrer la traçabilité
-  Utilisation des pipettes et manipulation des produits visqueux

MODE OPÉRATOIRE :

Si vous n'avez pas de balance :

1/ Faites fondre au bain-marie à feu doux une cuillère à soupe de **beurre de karité**. Retirez du feu puis transférez le volume nécessaire et précis de beurre avec une éprouvette dans un récipient.

Si vous avez une balance :

1/ Faites fondre au bain-marie à feu doux la quantité exacte de **beurre de karité** puis retirez du feu.

2/ Ajoutez **le reste des ingrédients**, matière première par matière première, puis mélangez entre chaque incorporation afin de former une pâte bien homogène.

3/ Coulez votre préparation dans son pot.

UTILISATION :

Ce soin s'utilise en couche épaisse sur le mamelon après chaque séance d'allaitement pour apaiser et protéger le sein en évitant la formation de crevasses. Nous vous conseillons de bien laisser sécher le mamelon avant application de ce soin.

Essayez délicatement le produit avant la séance d'allaitement suivante.

PRÉCAUTIONS :

Stockez votre pot à l'abri de la lumière et de la chaleur.

*** Conservation :** *bien conservé et fabriqué dans des conditions d'hygiène optimales, votre produit pourra se conserver au moins 6 mois.*